Omnia Diagnostica Instruments & Reagents_



CATALOGO EMOSTASI STRUMENTI E REAGENTI

2025

OMNIA DIAGNOSTICA s.r.l.

C.da Cubba - 95045 Misterbianco (CT) - Telefono: 095.451204 - Fax: 095.208363 www.omniadiag.com - email: commerciale@omniadiag.com



EMOSTASI STRUMENTI

CODICE	PRODOTTO PRODOTTO	FORMATO	PREZZO
80 800 00	Coatron X ECO	1	su richiesta
	o semi-automatico per la determinazione di tutti i metodi classici di coagulazione, usa volume con AOS (start ottico automatico) Touch Screen. 1 canale. Completo di starter		
	Starter kit	1	
	Alimentatore		
	Cavo di alimentazione	1	
	Cuvette	25 3	
	Contenitori per reagenti Manuale d' uso	1	
80 700 00	Coatron X PRO	1	su richiesta
un quarto di	o semi-automatico per la determinazione di tutti i metodi classici di coagulazione, usa volume, esegue piu' di 20 test, con AOS (start ottico automatico).Touch Screen. 2 oleto di starter kit.		
	Starter kit	1	
	Alimentatore		
	Cavo di alimentazione Cuvette	1 25	
	Manuale d' uso	25 1	
	Certificato di Garanzia	1	
80 420 00	Coatron X TOP	1	su richiesta
un quarto di	o semi-automatico per la determinazione di tutti i metodi classici di coagulazione, usa volume, esegue piu' di 20 test, con AOS (start ottico automatico). Touch Screen. 4 oleto di starter kit.		
	Starter kit	1	
	Alimentatore	1	
	Cavo di alimentazione	1	
	Cuvette Manuale d' uso	25 1	
	Certificato di Garanzia	1	
	COSUMABILE E ACCESSORI PER COATE	RON X	
24 100 00	Cuvette singole	500	
80 050 06	Ancorette magnetiche	4	
80 525 00	Contenitori per reagenti Ø 22,5 mm	100	
80 530 00	Provette per reagenti Ø 16 mm	100	
81 050 00	Stampante Termica (57 mm)	1	
81 051 00	Carta termica per stampante	5	
80 997 00	Tecam Smart Software	1	

Software per la gestione del paziente, il monitoraggio, la ricerca. CD e cavo di trasmissione RS232

80 900 00 Coatron A4 1 su richiesta

Analizzatore per Emostasi in totale automazione a 4 canali. L'analizzatore esegue i test per la routine della coagulazione, impiegando metodi coagulativi, cromogenici e immunoturbidimetrici. 12 posizioni termostatate e refrigerate per reattivi, 2 portacampioni da 12 posizioni, lettore codice a barre incorporato. Completo di Starter kit.

Starter kit

Cavo di alimentazione	1
Cuvette (a 4 posizioni)	100
Contenitori per reagenti	10
Adattatori per reagenti	10
Adattatori per plasma	10
Ancoretta magnetica	4
Soluzione di lavaggio (1,25 L)	1
Soluzione sanificante (50 mL)	1
Rullo carta termica	1
Tanica di scarico	1
Manuale d'uso	1
Dichiarazione di Conformità CE	1
Service CD (OPM, TECAM Pro Demo version)	1
Cavo di collegamento a Pc remoto	1

COSUMABILE E ACCESSORI PER COATRON A 4

80 521 00	Cuvette block 4 (10 x 20 x 4)	800
80 050 06	Ancorette magnetiche	4
80 525 00	Contenitori per reagenti Ø 22,5 mm	100
80 530 10	Provette per plasma Ø 16 mm	100
21 500 00	Soluzione di lavaggio	3 x 1,25 L
21 510 00	Soluzione Sanitizzante	500 mL
21 550 00	Carta termica per stampante (80 mm)	5
21 610 00	Box scarico grande	1
21 620 00	Tanica di scarico da 5 L	1
21 621 00	Box di scarico con coperchio e tubo di connessione	1
21 067 01	Ago campionatore perfora tappi	1
21 808 00	Siringa da 1 mL	1
21 910 00	Rack 1 portacampioni	1
21 911 00	Rack 2 portacampioni	1
	Personal Computer, completo di monitor a cristalli liquidi	1
80 999 00	Tecam Pro Software	1

Software per la gestione del paziente, il monitoraggio, la ricerca.

80 999 01	Upgrade a Tecam Pro Lis	1
80 999 02	Tecam Pro Lis	1

Software per la gestione del paziente, il monitoraggio, la ricerca. Comunicante con un sistema Host

21 600 00 Carrello per Coatron A 4

Carrello per lo strumento Coatron A4, fornito di ruote autobloccanti, con accesso diretto e separarto per scarico liquidi e cuvette.

1

EMOSTASI - REAGENTI

TEMPO DI PROTROMBINA (PT)

CODICE	PRODOTTO	FORMATO	
11-305 Tromboplastin	Phosphoplastin RL na liquida, pronta all'uso, da estratto di cervello di coniglio. ISI 1,0-1,2	10 x 5 mL	Coatron X: 1000 TEST Coatron A: 500 TEST
A0320-050 Liquido pronte	TECIot APTT-S o all'uso.Contiene Silicati colloidali con fosfolipidi.	10 x 5 mL	Coatron X: 2000 TEST Coatron A: 1000 TEST
A0350-050 Soluzione di 0	Calcio Cloruro Calcio Cloruro 25 mM. Da usarsi con A0320-050	10 x 5 mL	Coatron X: 2000 TEST Coatron A: 1000 TEST
A0320-100-1 Liquido pronto Calcio cloruro	TECIot APTT-S o all'uso.Contiene Silicati colloidali con fosfolipidi. Confezione contenente anche il	2 x 5 mL + 2 x 5 mL	Coatron X: 400 TEST Coatron A: 200 TEST
•	TECIot FIB erminazione del fibrinogeno secondo "Clauss". Il kit contiene: 10 fiale da 2 mL di a, 1 calibratore, 1 controllo A, 1 tampone IBS da 125 mL.	10 x 2 mL	Coatron X: 800 TEST Coatron A: 400 TEST
plasma. Il kii	Antigene della PS Totale (metodo ELISA) unoenzimatica per il dosaggio quantitativo della Proteina S, nei campioni di t contiene plasma di riferimento per allestire una curva di calibrazione, controllo ntrollo negativo.	96 pozzetti	
plasma. Il kii	Antigene della PC (metodo ELISA) unoenzimatica per il dosaggio quantitativo della Proteina C, nei campioni di t contiene plasma di riferimento per allestire una curva di calibrazione, controllo introllo negativo.	96 pozzetti	
C1010-020 Test cromoge	TEChrom AT (anti-Xa) Prodotto Liquido enico per la determinazione dell'attività dell'Antitrombina. Il Kit contiene: 6 x 6 mL agent liquido, 3 x 3 mL Fattore Xa substrato liquido, 1 calibratore, 1 controllo A, 1	6 x 6 mL	Coatron X: 360 TEST Coatron A: 225 TEST
C1010-020- 120 Test cromoge Fattore Xa rea	TEChrom AT (anti-Xa) Prodotto Liquido enico per la determinazione dell'attività dell'Antitrombina. Il Kit contiene: 2 x 6 mL agent liquido, 1 x 3 mL Fattore Xa substrato liquido, 1 calibratore, 1 controllo A, 1	2 x 6 mL	Coatron X: 120 TEST Coatron A: 75 TEST
	RED D-Dimero (immunoturbidimetrico) 600 nm uzione del test immunoturbidimetrico per il D-Dimero. Il Kit contiene: 3x4 mL al lattice, 3 x 7 mL Buffer di reazione,	1 x 5 mL	Coatron X: 120 TEST Coatron A: 75 TEST
•	BLU D-Dimero (immunoturbidimetrico) 405 nm uzione del test immunoturbidimetrico per il D-Dimero. Il Kit contiene: 1 x5 mL al lattice, 1 x 7 mL Buffer di reazione, 1X 7ml buffer di diluizione, 1 calibratore e 1	1 x 5 mL	Coatron X: 100 TEST Coatron A: 65 TEST

Determinazione quantitativa dei fattori deficienti. I sottoelencati metodi, richiedono l'uso del reattivo PT o a-PTT.

CODICE	PRODOTTO	FORMATO	
P5001-010	Fattore II (plasma liofilo immunodepleto)	10 X 1 mL	
P5101-010	Fattore V (plasma liofilo immunodepleto)	10 X 1 mL	
P5201-010	Fattore VII (plasma liofilo immunodepleto)	10 X 1 mL	
P5301-010	Fattore VIII (plasma liofilo immunodepleto)	10 X 1 mL	
P5401-010	Fattore IX (plasma liofilo immunodepleto)	10 X 1 mL	
P5501-010	Fattore X (plasma liofilo immunodepleto)	10 X 1 mL	
P5601-010	Fattore XI (plasma liofilo immunodepleto)	10 X 1 mL	
P5701-010	Fattore XII (plasma liofilo immunodepleto)	10 X 1 mL	

CALIBRATORI E CONTROLLI PER EMOSTASI

CODICE	PRODOTTO	FORMATO		
P8001-005 Plasma di cal	TECAL N ibrazione per PT, aPTT, TT, Fibrinogeno, Proteina C, Proteina S, Anti-Trombina,	5 x 1 mL	Coatron X: 400 TEST Coatron A: 200 TEST	
Ddimero, Fati	tori Carenti.			
P6001-010	TEControl N	10 x 1 mL	Coatron X: 400 TEST	
Plasma di coi	ntrollo normale per PT, aPTT, Fibrinogeno, AT e DD		COMMON A. 100 PEST	
P6101-010	TEControl A	10 x 1 mL	Coatron X: 400 TEST Coatron A: 200 TEST	
Plasma di controllo patologico per PT, aPTT, Fibrinogeno, AT e Ddimero.				
P6201-010	TEControl A plus	10 x 1 mL	Coatron X: 400 TEST	
	ntrollo patologico per PT, aPTT, TT, Fibrinogeno, Ddimero, Fattori carenti della , Proteina C, Proteina S, Anti-Trombina.			